

Clostridien-Medium nach harm. EP/USP/JP

Empfohlen nach der harmonisierten Methode nach EP/USP/JP

Abbreviazione: RCM
Numero articolo: 60-1167
Scheda: Röhrchen, 10ml
Colore: Gelb, transparent
Condizioni di stoccaggio prodotti: Trocken, verschlossen, bei 15-22°C
Data di scadenza: 4 Wochen
Valore pH: 6,8 ± 0,2 bei 25°C



Destinazione e applicazione

Das Medium dient dem Test für Clostridia. Nährmedium zur Prüfung nicht-steriler Produkte. Dieses Medium erfüllt die Empfehlungen der harmonisierten Methode nach EP/USP/JP (2006).

Composizione tipica

in g pro 1l Nährmedium

Fleischextrakt	10
Pepton	10
Hefeextrakt	3
Lösliche Stärke	1
Glucose-Monohydrat	5
Cysteinhydrochlorid	0,5
Natriumchlorid	5
Natriumacetat	3
Agar	0,5

Controlli di qualita' microbiologici

Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133 und der Pharm. Eur. (Mikrobiologische Prüfung nicht steriler Produkte gemäß Kapitel 2.6.13).

Produktivität

Inkubationsbedingungen: max. 48 Stunden bei $32,5 \pm 2,5$ °C unter anaerober Atmosphäre; Beimpfungskonzentration: ≤ 100 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Clostridium perfringens	ATCC 13124 / WDCM 00007	Trübung	-
Clostridium sporogens	ATCC 19404 / WDCM 00008	Trübung	-
Escherichia coli	ATCC 8739 / WDCM 00012	Trübung	-

Mikrobielle Kontamination

Inkubationsbedingungen: 5 – 7 Tage, 20 – 25 °C und 5 – 7 Tage, 30 – 35 °C

Spezifikation

Ohne mikrobielle Kontamination