

Legionella-BCYE-Agar w.o. Cystein NEN

Abbreviazione: BCYE-CYS NEN
Numero articolo: 56-1609
Scheda: Platte, 90mm
Colore: Schwarz, fast undurchsichtig
Condizioni di stoccaggio prodotti: Trocken, verschlossen, bei 4-25°C
Data di scadenza: 6 Monate
Valore pH: 6,8 ± 0,2 bei 25°C



Destinazione e applicazione

Legionella-BCYE-Agar w.o. Cystein NEN für die Bestätigung von Legionella spp. Die aus der Vorkultur stammenden Legionellen wachsen aufgrund des fehlenden Cystein nicht auf diesem Nährboden.

Composizione tipica

in g pro 1l Nährmedium

Aktivkohle	2
Hefeextrakt	10
ACES-Puffer	10
Eisen(III)-pyrophosphat	0,25
α-Ketoglutarat	1
Kaliumhydroxid	2,8
Pimaricin	0,07
Agar	13

*Bei Bedarf zur Einhaltung der mikrobiologischen und physikalischen Spezifikationen angepasst.

Controlli di qualita' microbiologici

Die mikrobielle Leistungsprüfung erfolgt in Konformität mit den Anforderungen der DIN EN ISO 11133.

Produktivität

Inkubationsbedingungen: 2 – 5 Tage bei 36 ± 2 °C; Beimpfungskonzentration: 80 – 120 KBE

Organismus	Teststamm	Spezifikation	Koloniemorphologie
Legionella pneumophila	ATCC 33152 / WDCM 00107	kein Wachstum	-
Legionella anisa	ATCC 35292 / DSM 17627	kein Wachstum	-

Mikrobielle Kontamination

Inkubationsbedingungen: 48 ± 4 h bei 30 ± 1 °C

Spezifikation

Ohne mikrobielle Kontamination